

Angio-Seal™ VIP

Vascular Closure Device

保険適応改訂のご案内

Angio-Seal VIP 6Fr.

Angio-Seal VIP 8Fr.

確かな止血を目指した 簡便でやさしい止血デバイス

Angio-Sealは、穿刺部血管壁の内側と外側から挟み込むことで、止血する止血デバイスです。体内に留置する全ての素材(アンカー、コラーゲンスポンジ、スーチャー)は、60-90日で生体吸収されます。

● アンカー


穿刺部血管壁の内側に留置され、コラーゲンスポンジの配置を補助し穿刺部を塞ぎます。
・99.7% 展開成功率¹ ・97.8% デバイスによる止血率¹

● スーチャー

アンカーとコラーゲンスポンジを繋ぎ血管を挟み込んだ状態を保ちます。

● コラーゲンスポンジ

血管壁の組織側から挟み込み、止血が達成され、コラーゲンの凝血誘発機能が補助的に作用します。



イメージ図

大腿動脈穿刺部止血デバイスAngio-Sealの保険適応

製品名	アンジオシール VIP
機能区分名	107 経皮的血管形成術用穿刺部止血材料
告示価格	28,400円
適用	経皮的冠動脈形成術、経皮的冠動脈粥腫切除術、経皮的冠動脈形成術(特殊カテーテルによるもの)、経皮的冠動脈ステント留置術又は末梢動脈(頸動脈、腎動脈、四肢の動脈)の経皮的血管形成術、脳血管内手術、経皮的脳血管形成術、経皮的選択的脳血栓・塞栓溶解術、経皮的脳血栓回収術又は経皮的脳血管ステント留置術を実施した患者の早期離床を目的とした大腿動脈穿刺部位の止血を行う場合
材料価格算定に関する留意事項	経皮的血管形成術用穿刺部止血材料を使用する医療上の必要性について、診療報酬明細書の摘要欄に記載 5Fr以上のシースイントロデューサーを使用した症例 1セットのみ使用した場合

※ 特定保険医療材料の材料価格算定に関する留意事項(保医発0304第9号 令和4年3月4日)

一般的名称: コラーゲン使用吸収性局所止血材 販売名: アンジオシール 医療機器承認番号: 21900BZY00056000

Angio-Seal VIP

コード番号	共通商品コード(JAN)
610132	4987892098079
610133	4987892098093

コード番号	共通商品コード(JAN)
MV-610132	4987892110849
MV-610133	4987892110856

参考文献

1) Applegate RJ, Turi Z, Sachdev N, et al. The Angio-Seal Evolution Registry: outcomes of a novel automated Angio-Seal vascular closure device. J Invasive Cardiol. 2010;22(9):420-6.

Check

Angio-Seal VIP
適正使用動画
- YouTube™



Angioくん AIチャットボット



製造販売業者

テルモ株式会社 〒151-0072 東京都渋谷区幡ヶ谷2-44-1 www.terumo.co.jp

※本製品の詳細は、電子添文をご参照ください

※写真は実際の大きさとは異なります。

YouTubeはGoogle LLC.の商標です。
記載されている社名、各種名称は、テルモ株式会社および各社の商標または登録商標です。
©テルモ株式会社2022年6月
21CA189